

**GPQ**  
Via Flavia 23/1  
34148 Trieste  
tel. 040.360408  
[www.wiqomed.com](http://www.wiqomed.com)

## PRX-T33

**1** PRX-T33 è un dispositivo medico coperto da brevetto internazionale che combina in quantità calibrata perossido d'idrogeno a bassa concentrazione e acido tricloroacetico (TCA) al 33%. La formulazione sfrutta le proprietà di stimolazione dermica del TCA, mentre il perossido di idrogeno esplica la funzione di rimodellamento della matrice e di preparazione dei recettori per i fattori di crescita. La formula brevettata fa sì che, nonostante l'alta percentuale di TCA, PRX-T33 non abbia un effetto peeling e risulti un prodotto non esfoliante e sicuro anche d'estate. La formulazione include anche acido cogico (5%), che previene le pigmentazioni post-infiammatorie rendendo il prodotto un ideale coadiuvante nel trattamento del melasma.



Prima e dopo  
il trattamento  
(protocollo 5 sedute) ©  
2016- GPQ srl

**2** Il TCA, molecola da lungo tempo nota in medicina, stabile e non fotosensibilizzante, ha la proprietà di stimolare il sistema di risposta locale allo stress chimico (SSRS, Skin Stress Response System), attivando i processi di rigenerazione propri della cute e fattori di crescita come PDGF-B, TGF-beta1, TGF-alfa, VEGF.

Il perossido d'idrogeno, raggiungendo il derma papillare a bassa concentrazione, esplica interessanti funzioni di regolazione del metabolismo cellulare: prepara i recettori dei fattori di crescita, migliora l'affinità di FGF-2 per il suo recettore, regola l'attività dei linfo-monociti e modula l'infiammazione. Potenzia inoltre l'espressione di VEGF e del suo recettore, facilitando l'avvio dell'angiogenesi, e interviene nel rimodellamento della matrice extracellulare.

**3** PRX-T33 è indicato per il trattamento di foto e crono invecchiamento, cicatrici depresse recenti, smagliature, melasma. È ideale a tutte le età: in età pediatrica e adolescenziale per la risoluzione di cicatrici da varicella o acne, nei pazienti giovani per migliorare la pelle comedonica e in pazienti di età superiore per la prevenzione e il trattamento dell'invecchiamento cutaneo,

smagliature e melasma anche in sinergia con altre tecnologie. La sicurezza di impiego di PRX-T33 lo rende un trattamento indicato anche nei mesi estivi.

Controindicazioni: gravidanza e allattamento, manifestazioni erpetiche in atto; va inoltre evitato nelle zone corporee affette da dermatite seborroica e nella cute irritata o irritabile e in caso di allergia all'acido cogico.

**4** Sì, il foglietto illustra il protocollo di trattamento base ma PRX-T33 funge anche da primer, ovvero da potenziatore in sinergia con tante altre metodiche utilizzate in campo estetico. A richiesta sono disponibili i protocolli trattamento in associazione con microneedling, biostimolazione iniettiva, filler, laser, PRP per il trattamento dell'alopecia, ecc.

**5** La procedura può essere effettuata con i materiali normalmente presenti in ambulatorio. Il prodotto si presenta sotto forma di gel pronto all'uso (non da ricostituire), da prelevare dalla fiala con l'apposita cannula fornita dall'azienda, o con un ago 18G. Per chi preferisce non eseguire l'applicazione manuale sono disponibili specifiche spatole applicatrici fornite dall'azienda. Si raccomanda di usare guanti in vinile o nitrile, il lattice è allergenico e non resiste al basso pH del prodotto.

**6** La confezione è costituita da 5 fiale da 4 ml ciascuna. Per un trattamento viso e collo vengono usati circa 2ml, quindi una confezione è sufficiente per eseguire circa 10-12 trattamenti completi.

**7** 183 euro Iva inclusa.

**8** Il prodotto è sul mercato dal 2011, ed è attualmente commercializzato in Italia, Spagna, Francia, Polonia, Emirati Arabi Uniti, Russia, Ucraina, Grecia, Turchia.

**9** Non sono stati registrati fino a oggi eventi avversi. Se la procedura viene eseguita correttamente su pelle integra e secondo i protocolli forniti dall'azienda, il prodotto non presenta rischi di alcun tipo per il paziente. Si possono presentare problemi legati all'eccessiva secchezza in climi molto freddi se il paziente non segue il trattamento domiciliare con i prodotti consigliati.

**10** Consulta le voci bibliografiche più significative sul web  
<http://www.dermakos.it/27530>



*Le domande alle quali l'Azienda ha risposto sono a pagina 38.*